

**Apósitos PROTECTORES 100% GELASTIC LOSAN® con tela adhesiva**

Alivian y amortiguan en zonas específicas del pie.

**Especial PLANTAR**

Alivia los dolores en la zona metatarsal.

**Indicaciones:** Metatarsalgias, Hiperqueratosis de las Cabezas Metatarsales.

**Oval Pequeño CON PERFORACIÓN PARA CALLOS**

Protege de las presiones y los dolores en callos y durezas.

**Indicaciones:** Callos y Durezas.

**Protector DE TALÓN**

Puede ser utilizado o bien sobre la piel o pegado a la parte interna del calzado.

**Rectangular MULTIUSO**

Apósito que resuelve todas aquellas pequeñas dolencias, roces y presiones en el pie.

**Indicaciones:** Afecciones diversas en el pie.

**Oval Pequeño CON PERFORACIÓN PARA CALLOS**



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 4 u.	Único	165526.4	81883

**Especial PLANTAR**



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Único	165529.5	81913

**Protector DE TALÓN**



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Único	165531.8	81923

**Rectangular MULTIUSO**



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 4 u.	Único	165533.2	81943

**REHABILITACIÓN**

**Esfera DE REHABILITACIÓN**

Rehabilitación gradual de los músculos de la mano y antebrazo, recuperación de la función y tono muscular, y tratamiento preventivo de la *anquilosis muscular*. También eficaz para masaje plantar y terapia anti-estrés.

**Almoadón ANTI ESCARAS**

Debido a las características de redistribución de fuerzas y presiones de nuestro gel, la distribución del peso se optimiza, ayudando a prevenir la aparición de escaras.

**Esfera DE REHABILITACIÓN**




PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Único	257808.1	81193

**Almoadón ANTI ESCARAS**



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Bolsa 1 u.	Único	Pendiente	80743



**Principales Características DE GELASTIC LOSAN®**

- Elasticidad extraordinaria (coeficiente 1:12) que significa una inmejorable redistribución de fuerzas, lo que hace de Gelastic Losan® el mejor protector y amortiguador de roces y presiones en el mercado.
- Liberación paulatina de aceite mineral de grado médico H3, que mantiene lubricada la piel, evitando ulceraciones y durezas.
- Dado su alto grado de tolerancia, es compatible con el tratamiento con cremas antibióticas, antimicóticas, anestésicas o hidratantes.
- Recomendado por profesionales de la podología, medicina deportiva, traumatólogos, reumatólogos, farmacéuticos y enfermeros.

Fruto de nuestras constantes *investigaciones e innovaciones*, hemos *desarrollado* y continuamos mejorando *nuestro propio gel polímero*, Gelastic Losan®.

Desde 1997, con la estrecha colaboración de profesionales y diversos Centros de Investigación Universitarios como la Universidad de A Coruña, **LABLOSAN®** (Laboratorios Losan®, S.L.) se dedica a fabricar en Europa productos pensados para la salud y el bienestar de las personas que sufren algún tipo de dolencia en las extremidades.

En los últimos años, **Laboratorios Losan®** ha recibido el apoyo de instituciones como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), otorgando al departamento de I+D+i fondos del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para su trabajo en la innovación de materiales para la salud.

**LABLOSAN®** ha incursionado en el mercado internacional gracias al apoyo del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).



Laboratorios Losan®, S.L.  
Valdemorillo, 11-A, Alcorcón, 28925 Madrid, ES.  
www.laboratorioslosan.com  
info@laboratorioslosan.com



LICENCIA DE LA AEMPS Nº.2729-PS CE



100% GELASTIC LOSAN®

Soporte TEXTIL

## Funda DIGITAL

Protector de los dedos del pie y de la mano.

**Dos modelos:** funda de tejido elástico recubierto interiormente en Gelastic Losan® y de Gelastic Losan®. Amortigua y lubrica la zona afectada, protegiendo contra golpes y roces.

**Indicaciones:** Uñas Encarnadas, Dedos Martillo, Dedos Supraductus, Protector de la Zona Apical, Helomas Apicales, Helomas Interdigitales.



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	257774.9	81443
	Mediano	257782.4	81453
	Grande	257790.9	81463

PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	255869.4	80333
	Mediano	256347.6	80343
	Grande	256578.4	80353

## Anillos DIGITALES

Protector de los dedos del pie y de la mano.

**Dos modelos:** discos de Gelastic Losan® en soporte textil y anillos de Gelastic Losan® 100%. Alivia los roces y presiones producidos por el calzado en zonas sensibles.

**Indicaciones:** Callosidades, Malformaciones, Uñas Encarnadas, Ampollas, Dedos Martillo o en Garra y Estados pre Ulcerosos.

100% GELASTIC LOSAN®

Soporte TEXTIL



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	170597.6	82243
	Mediano	170605.8	82253
	Grande	170613.3	82263

PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	255091.9	80033
	Mediano	255018.6	80043
	Grande	254987.6	80053

100% GELASTIC LOSAN®

Soporte TEXTIL

## Tubos ELÁSTICOS RECORTABLES

Protector de los dedos del pie y de la mano.

**Dos modelos:** tubos recortables de tejido elástico recubiertos interiormente de Gelastic Losan® y de 100% Gelastic Losan®. Recortables de acuerdo a cada necesidad. Cinco tamaños para lograr la exacta protección, adaptación y compresión.

**Indicaciones:** Dedo Martillo, Dedos Supraductus e Infraductus, Helomas Interdigitales.



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	0 (11 mm.)	257824.1	80253
	1 (15 mm.)	255547.1	80263
	2 (18 mm.)	255570.9	80273
	3 (21 mm.)	254631.8	80283
	4 (25 mm.)	165509.7	80293

PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	0 (11 mm.)	165503.5	92553
	1 (15 mm.)	165504.2	92563
	2 (18 mm.)	165505.9	92573
	3 (21 mm.)	165507.3	92583
	4 (25 mm.)	165508.0	92593

## Juaneteras

Protectores de Juanetes.

**Tres modelos:** Gelastic Losan® 100% en Juanetera, Juanetera Doble, y Juanetera Quinto Dedo. Permite una elevada elasticidad, adaptándose a los distintos tamaños y formatos del juanete.

**Indicaciones:** Bursitis, Hiperqueratosis, Hallux Valgus, Erosiones, Estados Preulcerosos, Inflamaciones.

JUANETERA

Tan delgada que se puede usar con el calzado habitual.



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	255240.1	81393
	Mediano	255339.6	81483

JUANETERA doble

Mayor grosor para mayor protección del juanete.



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	165511.0	82083
	Mediano	165512.7	82093

JUANETERA 5ºdedo

Mínimo volumen y gran protección para el juanete del dedo meñique.



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	en trámite	81373

## Taloneras

Alivia el dolor y la presión de la zona posterior del pie.

La reducida absorción y transmisión de calor del Gelastic Losan® 100%, aunado a su alto coeficiente de protección, hacen que las taloneras sean cómodas y eficaces. Ideales para estimular los pies cansados, especialmente con artrosis.

**TALONERA descanso**

El mejor apoyo para quienes deben estar mucho tiempo de pie o caminando. 100% Gelastic Losan® **Indicaciones:** Pies Cansados, Dolores por Artrosis.

**TALONERA espolón**

Gelastic Losan® 100%, calman eficazmente irritaciones, al amortiguar los impactos y las hiperpresiones sobre los talones. Ayudan a la relajación de la fascia plantar y alivian el dolor atribuido al espolón calcáreo. Se pueden usar de forma alterna los insertos con dos niveles de dureza (Soft y Extra Soft), para graduar su efecto aplicando el más indicado según la intensidad del dolor.

**Indicaciones:** Espolón Calcáreo, Fascitis Plantar.

TALONERA descanso



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Mediano	165520.2	92453
	Grande	165521.9	92463

TALONERA espolón



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Mediano	165517.2	93013
	Grande	165518.9	93023

## Separadores DE DEDOS

Correctores y protectores de los dedos de los pies.

**Cuatro modelos:** Gelastic Losan® 100% en Medialuna, Multi-separador, Separador Primer Dedo y Doble T. Alivia los roces y presiones entre los dedos y ajustan su adecuada separación.

**Indicaciones:** Helomas Interdigitales, Queratosis, Ampollas o Flictenas, Exostosis.

SEPARADOR PRIMER DEDO



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	255588.4	80093
	Mediano	255596.9	80103
	Grande	255612.6	80113

SEPARADOR MEDIALUNA



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	254870.1	80163
	Mediano	254979.1	80173
	Grande	254623.3	80183

MULTISEPARADOR



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	en trámite	93113
	Grande	en trámite	93143

SEPARADOR DOBLE T



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	165513.4	93103
	Mediano	165515.8	93113
	Grande	165516.5	93123

## Plantillas

Alivian la presión sobre el pie al caminar y/o permanecer de pie prolongadamente.

Calman eficazmente irritaciones, al amortiguar los impactos y las hiperpresiones. Su reducida absorción de calor las hacen cómodas incluso en climas cálidos.

**Dos modelos:** Plantilla y Media Plantilla (Puntera) en Soporte Textil.

**Indicaciones:** Pies Cansados, Metatarsalgia, Fascitis Plantar.

MEDIA PLANTILLA Soporte textil



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	UE 36-43	en trámite	95023

PLANTILLA Soporte textil



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	UE 38-46	en trámite	95003

## Almohadillas

Amortiguan roces y presiones en la zona metatarsal.

**Almohadilla PLANTAR**

Las Almohadillas Plantares de Gelastic Losan® 100% son de uso indistinto en ambos pies, amortiguando roces y presiones en la zona metatarsal. La delgadez y consistencia particulares de Gelastic Losan® evitan la inestabilidad al caminar que suelen provocar el uso de productos de mayor grosor en otros materiales (como las Siliconas).

**Indicaciones:** Metatarsalgias, Hiperqueratosis de las Cabezas Metatarsales, Estados Pre-ulcerosos, y para aliviar el dolor.

**Almohadilla PARA DEDOS EN GARRA**

100% Gelastic Losan® se adaptan anatómicamente a la curva existente entre la planta del pie y la parte inferior de los dedos, logrando un mayor apoyo digital y alivio del dolor metatarsal. De gran elasticidad y resistencia.

**Indicaciones:** Dedo Martillo o En Garra, Helomas Apicales y Dorsales.

Almohadilla PLANTAR



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	255075.9	82133
	Mediano	255083.4	82143

Almohadilla PARA DEDOS EN GARRA



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 2 u.	Pequeño	254995.1	82103
	Mediano	170647.8	82113
	Grande	255000.1	82123

## Banda metatarsal

Amortigua la zona metatarsal.

Discos de Gelastic Losan® en soporte textil. Suministra una descarga suave y moderada en la zona metatarsal. De uso en medicina deportiva, así como en dolencias generales.

**Indicaciones:** Helomas Plantares, Hiperqueratosis, Vencimientos Metatarsales, Hiperapoyos.

Soporte TEXTIL



PRESENTACIÓN	TAMAÑO	C.N.	REF.
Blister 1 u.	Pequeño	257816.6	80593
	Mediano	171009.3	80603
	Grande	171025.3	80613
	Xtra Grande	171330.8	80623